

**progeo**  
ACTIVE DESIGN

---

**COLLECTION 2018**







---

**COLLECTION 2018**

## EINFÜHRUNG

Wir haben leidenschaftlich seit mehr als 20 Jahren an der Qualität gearbeitet. Heute geben wir die Begeisterung und das Gefühl weiter.

Manchmal ist Kreativität und Innovation nicht genug um ein neues Produkt zu bauen. Darum setzen wir uns selbst weitere Ziele: dem Rollstuhl eine außergewöhnliche Charakteristik und Performance zu geben, Dynamik in absoluter Freiheit zu leben, irgendwo und irgendwie, unsere Träume über jedes Hindernis fliegen zu lassen, jenseits jeder Barrieren.

Das ist unsere Welt; das ist unsere Freiheit unseres täglichen Lebens.

---

## INTRODUCTION


We have been keenly beating the track of quality for over 20 years.

Today we give you enthusiasm and emotion.

Sometimes, creativity and innovation are not enough to build a new product.

That is why we set ourselves farther targets: give a wheelchair a unique nature, with sensual lines to attract and conquer your freedom with style, making dreams fly beyond any obstacle, beyond any barrier.

This is our world; this is our freedom of our daily life.





## INDEX CONTENTS

<b>6</b>	ONLINE KONFIGURATOR ON LINE CONFIGURATOR
----------	---

### ALUMINIUM STARRRAHMEN ROLLSTÜHLE ALUMINUM RIGID WHEELCHAIRS

<b>8</b>	JOKER
<b>12</b>	JOKER R2
<b>16</b>	JOKER ENERGY

### CARBON STARRRAHMEN ROLLSTÜHLE CARBON FIBRE RIGID WHEELCHAIRS

<b>20</b>	DUKE
<b>24</b>	CARBOMAX
<b>28</b>	NOIR 2.0

### FALTBARE HYBRID ROLLSTÜHLE FOLDING HYBRID WHEELCHAIRS

<b>32</b>	EGO / EGO CUSTOM
<b>36</b>	YOGA

### FALTBARE ROLLSTÜHLE FOLDING WHEELCHAIRS

<b>40</b>	TEKNA ADVANCE
<b>44</b>	EXELLE
<b>46</b>	EXELLE VARIO
<b>48</b>	BASIC LIGHT

### JUNIOR MODELLE JUNIOR MODELS

<b>50</b>	JOKER JUNIOR 2.0
<b>54</b>	EXELLE JUNIOR
<b>56</b>	JUNIOR LIGHT

### ELEKTRO ROLLSTUHL POWER WHEELCHAIR

<b>58</b>	VARIOTRONIC
-----------	-------------

<b>62</b>	TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA
-----------	------------------------------------



# ONLINE KONFIGURATOR

## ON LINE CONFIGURATOR



### Die Zukunft in Deiner Hand

Du kannst jedes Detail Deiner Konfigurationen sehen, miteinander vergleichen und die beste Kombination wählen. All dies ist dank der Funktionen: sichern, öffnen und ausdrucken der bevorzugten Konfiguration, möglich. "Online", die registrierten Händler können das Angebot einer beliebigen Konfiguration visualisieren, bestätigen und direkt bestellen.

### Großartige Neuigkeiten von Progeo

Dank einer innovativen Schnittstelle kann man den Konfigurator von einem beliebigen festen oder mobilen Gerät bedienen. Direkt von unserer Website kann man das Design des neuen Progeo Rollstuhls gestalten und anschauen.

### Außergewöhnliche Funktionen

Man kann sofort das Ergebnis der ausgewählten Optionen überprüfen und technisch miteinander vergleichen. Alle Maße wie z. B. Rahmenwinkel, Sitzbreite, Sitztiefe, sowie Optionen : Räder, Fußplatten und Rückensysteme. Ebenso individuelles, wie Rahmenfarbe oder die Kombination der Farben von Rad und Gabel.

### The future at hand

You can see again all the details of the configurations you make, thus, you can compare them to each other and choose the best combination. All that is possible thanks to the functions: save, open and print the preferred configuration. "On line", the registered retailers can visualize the quotation of any configuration, confirm it and immediately send their orders.

### A great Progeo news

Thanks to an innovative interface, you can make use of the configurator from any fix or mobile device. Straight from our web site, in real time, you can create and see your new Progeo wheelchair.

### Exceptional functions

You can instantly check the result of your selected choices and comparing them to each other among the more technical ones, such as measures, frame angle, wheels, footplates and backrests and among the more personal ones, such as frame colours and combination with wheels and forks set colours.







# JOKER

# JOKER



Ein sehr erfolgreicher Starrrahmenrollstuhl, der nie aufhört, einen zu überraschen.  
Linear und aggressiv nutzt der Joker technische Lösungen für eine vollständige Personalisierung.  
Das patentierte System, für eine schnelle und einfache Verstellung der hinteren Sitzhöhe und der Schwerpunkteinstellung sowie das verstellbare Seitenteil mit Radabdeckung, komplettieren die einfache Einstellung des Jokers.

A very successful rigid frame wheelchair that never stops amazing.  
Linear and aggressive, Joker uses innovative technical solutions for a full personalization.  
Patented system for an easy and quick rear height and setting adjustments, removable mudguards as standard.

## RAHMENFARBEN FRAME COLOURS


SCHWARZ POLIERT	LEUCHTEND SILBER	LEUCHTEND ANTHRACIT	LEUCHTEND ORANGE	LEUCHTEND VIOLETT	LEUCHTEND BLAU	LEUCHTEND ROT	LEUCHTEND LIMONE	PERLWEIß	SCHWARZ MATT	LEUCHTEND CHINABLAU	CARBON POLIERT	CARBON MATT
POLISH BLACK	BRIGHT SILVER	BRIGHT ANTHRACITE	BRIGHT ORANGE	BRIGHT FUCHSIA	BRIGHT BLUE	BRIGHT RED	BRIGHT LIME	PEARL WHITE	OPAQUE BLACK	BRIGHT BLUE CHINA	GLOSSY CARBON	OPAQUE CARBON

## FARBEN-SET COLOUR SET






## LINEAR LOOK AGGRESSIVE SOUL



Konfiguration mit "Full Carbon" Seitenteil mit integrierter Radabdeckung

Configuration with Full Carbon side plate with integrated mudguard



Durch das Gleitsystem ist eine Verstellung der VSH einzeln möglich. Kein nachstellen von anderen Optionen notwendig

Sliding adjustment system for the front height





# JOKER R2



# JOKER

## R2



Aggressives Design, wesentlich in seinen Linien, markiert er für seine extreme Leichtigkeit. Frontrahmen mit Adduktion für mehr Platz im Beinbereich. Schiebeseiten für einfache und schnelle Einstellungen der hinteren Sitzhöhe und des Schwerpunktes. Carbon Seitenteile mit Radabdeckung als Standard.

Aggressive design, essential in its lines, it marks out for its extreme lightness. Front frame adduction for a better lower limbs support, sliding system ample adjustment of rear height and point of balance. Carbon fibre mudguards as standard.

### RAHMENFARBEN FRAME COLOURS

ORANGE MATT	SCHWARZ MATT	LEUCHTEND SILBER	PERLWEIß	LEUCHTEND BLAU	LEUCHTEND ROT	LEUCHTEND LIMONE	LEUCHTEND VIOLETT
OPAQUE ORANGE	OPAQUE BLACK	BRIGHT SILVER	PEARL WHITE	BRIGHT BLUE	BRIGHT RED	BRIGHT LIME	BRIGHT FUCHSIA

### FARBEN-SET COLOUR SET

## THE EVOLUTION OF A MITH

Die innovative und geschweißte Aufnahme der Lenkräder mit Hydroformtechnologie für ein elegantes und auffallendes Design

The innovative fork support, manufactured with hydroforming technology and welded to the frame offers a harmonious, distinctive design



Konfiguration mit Kunststoffseitenteil und integriertem "AIR" Carbon Rücken

Configuration with carbon fibre rigid seat and carbon fibre Air backrest









# JOKER ENERGY

# JOKER ENERGY



Wenn Du nach einem Starrrahmenrollstuhl suchst, der ausschließlich für Dich gefertigt wird, dann ist die Antwort Joker Energy. Ein Model auf der Grundlage eines komplett maßgeschneiderten starren Rahmens. Das Ergebnis ist ein extrem leichter und kompakter Rollstuhl, darüber hinaus verbessern die ovalen Rahmenrohre die Steifigkeit und sichern ein auffälliges Design.

If you are looking for a rigid frame wheelchair that is manufactured solely for you, the answer is Joker Energy. A model based on a fully welded "made-to-measure" frame. The result is an extremely light and compact wheelchair, furthermore the elliptical section tubing improves rigidity and ensures an eye-catching design.

## RAHMENFARBEN FRAME COLOURS

										
ORANGE MATT	SCHWARZ MATT	LEUCHTEND SILBER	PERLWEIß	LEUCHTEND BLAU	LEUCHTEND ROT	LEUCHTEND LIMONE	LEUCHTEND VIOLETT	LEUCHTEND ORANGE	LEUCHTEND ANTHRACIT	SCHWARZ POLIERT
OPAQUE ORANGE	OPAQUE BLACK	BRIGHT SILVER	PEARL WHITE	BRIGHT BLUE	BRIGHT RED	BRIGHT LIME	BRIGHT FUCHSIA	BRIGHT ORANGE	BRIGHT ANTHRACITE	POLISH BLACK

## FARBEN-SET COLOUR SET

## MADE TO MEASURE

Fest verschweißter Starr-  
rahmen

Fully welded frame







# DUKE

# DUKE



Duke: ein Rollstuhl aus zwei Rahmen in Carbonfaser Monocoque mit differenzierten Schnittformen, um Widerstand und Reaktivität zu verleihen.

Design und Eigenschaften eines maßgeschneiderten Rollstuhls unter Beibehaltung der Chance auf Verstellmöglichkeiten.

Duke: a wheelchair made up of two frames in carbon-fibre monocoque with differentiated section shapes to confer resistance and reactivity.

Design and characteristics of a made-to-measure wheelchair while keeping the chance of final adjustment.

## RAHMENFARBEN FRAME COLOURS


CARBON POLIERT	SCHWARZ MATT	LEUCHTEND SILBER	LEUCHTEND ROT	LEUCHTEND VIOLETT	LEUCHTEND BLAU	LEUCHTEND LIMONE	PERLWEIß
GLOSSY CARBON	OPAQUE BLACK	BRIGHT SILVER	BRIGHT RED	BRIGHT FUCHSIA	BRIGHT BLUE	BRIGHT LIME	PEARL WHITE

## FARBEN-SET COLOUR SET





## MONOCOQUE CARBON FIBRE



Leichte Verstellmöglichkeiten für die hintere Sitzhöhe durch Gleitsystem

Guided rear height adjustment

Aufnahme mit integriertem System zur Winkereinstellung

Support with integrated system for fork angle adjustment





# CARBONMAX

# CARBO MAX



Auf der Grundlage der Forschung über die Verwendung von anspruchsvollen Materialien, ist CARBOmax die perfekte Kombination der aktuellen Progeo Studien. Gefertigt aus einem kompletten Carbonrahmen, erfüllt es die neuesten Technologien in jedem Detail. Design, Leichtigkeit und Festigkeit auf dem höchsten Level, dennoch verfügt der Rollstuhl über vielfältige und einfache Einstellmöglichkeiten. Carbomax ist ein einzigartiges Modell für jene, die all ihre Dynamik ausnutzen möchten.

Stemmed from the research on the use of advanced materials, CARBOmax is the extreme synthesis of the current PROGEO studies. Made of a full carbon fibre frame, it adopts the latest technologies in each detail. Design, lightness and rigidity at the highest level, yet keeping ample and simple adjustments.

## RAHMENFARBEN FRAME COLOURS



CARBON ESSENCE



ALA BIANCA



ALA ROSSA



## AN INFINITE EMOTION...

Adduzierter Frontrahmen  
mit differenzierten Sch-  
nittformen

Adducted front frame  
with differentiated profile  
section

Gleitsystem für vordere  
Sitzhöherein-  
stellung mit  
Radaufnahme in Carbon

Sliding system front  
height adjustment with  
fork support in carbon  
fibre







# NOIR 2.0

# NOIR

## 2.0




Noir 2.0, der einzige maßgeschneiderte Carbonfaser-Rollstuhl, erneuert sich in seinen Linien und Formen, die sein Aussehen und seine Leistung verbessern.

Jedes Detail ist akkurat gestaltet, um diesen faszinierenden Blickfang mit minimalem Gewicht, maximaler Beständigkeit und einzigartiger Wendigkeit und Dynamik zu vollenden. Der Rollstuhl, der sich um Sie herumformt und ein Teil Ihres eigenen Styles wird.

Noir 2.0, the only made-to-measure carbon fibre wheelchair, renews itself in its lines and shapes improving its look and performance. Each detail is accurately designed to accomplish an astonishing eye-catching and linear look as well as minimum weight, maximum resistance and unique manoeuvrability and dynamism. The wheelchair, which is moulded around You, becomes the integral part of Your style and of Your own charm.

### RAHMENFARBEN FRAME COLOURS



CARBON ESSENCE

OPAQUE ESSENCE

BLUE ESSENCE

LIME ESSENCE

RED ESSENCE

## YOUR CUSTOMISED CARBON FRAME

Blue Essence  
Rahmendetails

Blue Essence frame detail



Lenkradaufnahme  
Details

Fork support detail









# EGO



Technologie begegnen- eine brillante Realität wird ins Leben gerufen: EGO.  
Innovative, einfach zu bedienende Öffnen- und Schließsysteme und unschlagbare Stabilität für einen extrem leichten faltbaren Rollstuhl (in der leichtesten Konfiguration weniger als 9 kg schwer).  
Elliptischer Röhrenrahmenbau aus ultraleichter Aluminiumlegierung oder Carbonfaser, extrem reduziertes Faltmaß, dies sind nur einige wenige Besonderheiten dieses Top-Modells.

When design meets technology, a brilliant reality comes to life: EGO.  
Innovative open/close easy-to-use system and unbeatable rigidity for an extremely light folding wheelchair (9 kg approx. in the lightest configuration). Ultra-light aluminium alloy or carbon fibre elliptical frame tubes, minimum encumbrance...these are just a few of a TOP range model's features.

## RAHMENFARBEN FRAME COLOURS


SCHWARZ POLIERT	LEUCHTEND SILBER	LEUCHTEND ANTHRACIT	LEUCHTEND ORANGE	LEUCHTEND VIOLETT	LEUCHTEND BLAU	LEUCHTEND ROT	LEUCHTEND LIMONE	PERLWEIß	SCHWARZ MATT	LEUCHTEND CHINABLAU	CARBON POLIERT	ORANGE MATT
POLISH BLACK	BRIGHT SILVER	BRIGHT ANTHRACITE	BRIGHT ORANGE	BRIGHT FUCHSIA	BRIGHT BLUE	BRIGHT RED	BRIGHT LIME	PEARL WHITE	OPAQUE BLACK	BRIGHT BLUE CHINA	GLOSSY CARBON	OPAQUE ORANGE

## FARBEN-SET COLOUR SET






## PERFECT HYBRID SOLUTION



Geführte hintere  
Sitzhöhen-ein-  
stellung,  
Carbon Kleiderschutz als  
Standard

Guided rear height  
adjustment, carbon fibre  
sideguard as standard



“CUSTOM” Version,  
maßgefertigter Rahmen

Ego version Custom  
frame welded to measure



# YOGA





# YOGA



Yoga... c'est plus facile ! Sein patentiertes Faltsystem ermöglicht es, den Rollstuhl mit einer einzigen einfachen Bewegung der Rückenlehne zu öffnen und zu schließen. Funktionalität und Komfort kombiniert mit einem linearen und eleganten Design.

Yoga...c'est plus facile! Its patented folding system allows opening/closing the wheelchair with a single and simple movement of the backrest. Functionality and convenience combined with a linear and elegant design.


## RAHMENFARBEN FRAME COLOURS

SCHWARZ POLIERT	LEUCHTEND SILBER	LEUCHTEND ANTHRAZIT	LEUCHTEND ORANGE	LEUCHTEND VIOLETT	LEUCHTEND BLAU	LEUCHTEND ROT	LEUCHTEND LIMONE	PERLWEIß	LEUCHTEND CHINABLAU
POLISH BLACK	BRIGHT SILVER	BRIGHT ANTHRACITE	BRIGHT ORANGE	BRIGHT FUCHSIA	BRIGHT BLUE	BRIGHT RED	BRIGHT LIME	PEARL WHITE	BRIGHT BLUE CHINA

## FARBEN-SET COLOUR SET




## YOGA, C'EST PLUS FACILE




Doppel Kreuzstrebe

Double horizontal  
crossbar



Höhen- und Schwer-  
punktein-stellung über  
Lochplatte

Height and setting  
adjustment plate









# TEKNA ADVANCE

# TEKNA ADVANCE



Tekna Advance verwendet ein verstecktes rückwärtiges Faltsystem unter dem Sitz. Es zeichnet sich durch das klare Design, die einfachen Einstellmöglichkeiten und seine Leichtigkeit aus.

Tekna Advance uses a rearward fixed crossbar system hidden under the seat. It distinguishes itself for its clean design, its simple possibility of adjustment and for its lightness.

## RAHMENFARBEN FRAME COLOURS

ORANGE MATT	SCHWARZ MATT	LEUCHTEND SILBER	PERLWEIß	SCHWARZ POLIERT	LEUCHTEND ORANGE	LEUCHTEND BLAU	LEUCHTEND ROT	LEUCHTEND LIMONE	LEUCHTEND VIOLETT	LEUCHTEND ANTHRACIT
OPAQUE ORANGE	OPAQUE BLACK	BRIGHT SILVER	PEARL WHITE	POLISH BLACK	BRIGHT ORANGE	BRIGHT BLUE	BRIGHT RED	BRIGHT LIME	BRIGHT FUCHSIA	BRIGHT ANTHRACITE

## FARBEN-SET COLOUR SET

## CLEAN DESIGN

Rückenaufnahme mit  
Winkelverstellung.  
Hintere Sitzhöhe u.  
Schwerpunkteinstellung  
über Lochplatte

Backrest support with  
angle adjustment.  
Rear height and setting  
adjustment plate



Version mit abnehmba-  
ren und abschwenkbaren  
Fußplatten

Version with swing-away  
and removable footplates





# EXELLE



Die ersten Rollstühle von PROGEO, immer noch aktuell wegen seinen harmonischen Formen und seiner erprobten Resistenz und Verlässlichkeit. Die besondere Form seiner verstärkten Kreuzstrebe macht den Stuhl sehr starr und im zusammengefaltetem Zustand sehr schmal.

Dieses Modell bietet eine Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten für eine individuelle Anpassung.

The first wheelchairs born from PROGEO that has always renewed itself in its look while constantly improving its manoeuvrability, lightness and reliability characteristics.

The particular shape of its reinforced crossbar makes it very rigid when open as well as very narrow when folded. Exelle offers several frame configurations and a wide range of colours and accessories for a complete personalisation.

## RAHMENFARBEN FRAME COLOURS

SCHWARZ POLIERT	LEUCHTEND SILBER	LEUCHTEND ANTHRAZIT	LEUCHTEND ORANGE	LEUCHTEND VIOLETT	LEUCHTEND BLAU	LEUCHTEND ROT	LEUCHTEND LIMONE	PERLWEIß	LEUCHTEND CHINABLAU	TITAN
POLISH BLACK	BRIGHT SILVER	BRIGHT ANTHRACITE	BRIGHT ORANGE	BRIGHT FUCHSIA	BRIGHT BLUE	BRIGHT RED	BRIGHT LIME	PEARL WHITE	BRIGHT BLUE CHINA	TITANIUM

## FARBEN-SET COLOUR SET




## DYNAMIC AND ELEGANT



T-MAX gebürstete Titan-  
Rahmen-Version

Version with T MAX  
brushed titanium frame



Dynamic Hinterrahmen-  
version mit mehrfach  
anpassbarer Hinterra-  
daufnahme, Rückenwin-  
kelanpassung und Klei-  
derschutz mit drehbarem  
Anpassungssystem

Version with Dynamic rear  
frame: it includes rotative  
mudguard and backrest  
angle adjustment



# EXELLE VARIO



Ein dynamisches und vielseitiges Modell der Exelle Modellreihe. Exelle Vario ist mit einem hochfunktionellen System ausgestattet, mit dem man die Beinstützen einfach nach innen oder außen schwenken oder abbauen kann. Voll individualisierbar durch eine große Auswahl an möglichen Farben und Zubehör.

A dynamic and versatile model arising from the evolution of the model Exelle. Exelle Vario is equipped with a very functional system to swing the footplates inwardly/outwardly or simply remove them. Fully customisable with a wide range of colours and accessories available.

## RAHMENFARBEN FRAME COLOURS

SCHWARZ POLIERT	LEUCHTEND SILBER	LEUCHTEND ANTHRAZIT	LEUCHTEND ORANGE	LEUCHTEND VIOLETT	LEUCHTEND BLAU	LEUCHTEND ROT	LEUCHTEND LIMONE	PERLWEIß	LEUCHTEND CHINABLAU	TITAN
POLISH BLACK	BRIGHT SILVER	BRIGHT ANTHRACITE	BRIGHT ORANGE	BRIGHT FUCHSIA	BRIGHT BLUE	BRIGHT RED	BRIGHT LIME	PEARL WHITE	BRIGHT BLUE CHINA	TITANIUM

## FARBEN-SET COLOUR SET



## DYNAMIC AND VERSATILE


Abnehmbare und nach  
innen oder nach außen  
abschwenkbare Bein-  
stützen

Removable and swing  
away in and out footplates



Extrem reduziertes  
faltmaß

Extremely reduced  
encumbrance



# BASIC LIGHT



Faltbar und mit einer hochwertigen Aluminium Legierung versehen. Zuverlässig, Anpassungsfähig und viel Zubehör für einen Standard Rollstuhl.

A high quality aluminum alloy light and folding wheelchair that marks out for reliability, adaptability and several accessories as standard.

## RAHMENFARBEN FRAME COLOURS



CHINABLAU

PERLRÖT

BLUE  
CHINA

PEARL  
RED



## FULLY ADJUSTABLE

Abschwenk- und abnehmbare Fußstützen

Removable and swing away footplates



Breites Spektrum an Anpassung:

- hintere Sitzhöhe
- Schwerpunktstellung (auch für Amputierte)
- Rückenlehnenhöhe und Winkelverstellung
- atmungsaktive Rückenpolsterung mit verstellbaren Riemen.

Transiträder, Kipp- und Ankipphilfe als standard

Wide range of adjustment:

- rear height
- setting (also for amputees)
- backrest height and angle adjustment
- breathable backrest upholstery with adjustable straps

Wheels for narrow passages, anti-tippers and tipping aid as standard









# JOKER JUNIOR 2.0

# JOKER

## JUNIOR 2.0



Ein neues Projekt, ein starrer Rahmen gedacht und hergestellt, um die Bedürfnisse des Kindes wie Leichtigkeit, Anpassungsfähigkeit und Personalisierung zu erfüllen.

Jedes Detail ist so konzipiert, dass das Kind seine Dynamik am besten ausdrücken kann. Darüber hinaus ermöglicht die neue Form des Rahmens mit Abduktion und das neue Fußplatten-System eine optimale Körperhaltung.

A new project, a rigid frame thought and manufactured to meet the kid's needs such as lightness, adaptability and personalisation. Each detail is designed to enable the child to express his/her dynamism at best. Furthermore, the new shape of the frame with abduction and the new footplate system allow for an optimum posture.

### RAHMENFARBEN FRAME COLOURS


ORANGE MATT	SCHWARZ MATT	LEUCHTEND SILBER	LEUCHTEND VIOLETT	LEUCHTEND BLAU	LEUCHTEND ROT	LEUCHTEND LIMONE	PERLWEIß
OPAQUE ORANGE	OPAQUE BLACK	BRIGHT SILVER	BRIGHT FUCHSIA	BRIGHT BLUE	BRIGHT RED	BRIGHT LIME	PEARL WHITE

### FARBEN-SET COLOUR SET






## ACTIVE FREEDOM



Sitztiefen-, Sitzhöhen-,  
setting Schwerpunkt,  
Rückenhöhe und Winke-  
leinstellung

Seat depth, seat height,  
setting, backrest height  
and angle adjustments



Flip-back-Fußplatte mit  
reichlicher Verstellung in  
Höhe, Neigung und Tiefe

Flip-back footplate with  
ample adjustment in  
height, inclination and  
depth

# EXELLE JUNIOR



Exelle Junior, ein Faltmodell, das sich durch sein innovatives Design sowie die Haltungsanpassung auszeichnet, die das Wachstum des Kindes ermöglicht.

Exelle Junior, a folding model that marks out for its innovative design as well as the posture personalisation that allows for the child's growth.

## RAHMENFARBEN FRAME COLOURS


SCHWARZ POLIERT	LEUCHTEND SILBER	LEUCHTEND ANTHRACIT	LEUCHTEND ORANGE	LEUCHTEND VIOLETT	LEUCHTEND BLAU	LEUCHTEND ROT	LEUCHTEND LIMONE	PERLWEIß	LEUCHTEND CHINABLAU
POLISH BLACK	BRIGHT SILVER	BRIGHT ANTHRACITE	BRIGHT ORANGE	BRIGHT FUCHSIA	BRIGHT BLUE	BRIGHT RED	BRIGHT LIME	PEARL WHITE	BRIGHT BLUE CHINA

## FARBEN-SET COLOUR SET






## FREE SPIRIT



Dynamic Hinterrahmen-  
version mit mehrfach  
anpassbarer Hinterra-  
daufnahme, Rückenwin-  
kelanpassung und Klei-  
derschutz mit drehbarem  
Anpassungssystem

Version with Dynamic rear  
frame: it includes rotative  
mudguard and backrest  
angle adjustment



Abduzierter Frontrahmen  
mit reichlicher Fußplat-  
tenverstellung

Abducted front frame  
with ample footplate  
adjustment



# JUNIOR LIGHT



Ein neuer leichter und faltbarer Rollstuhl für Kinder und Jugendliche mit guter .

A new model of folding wheelchair for the growing age that, in its standard configuration, includes some of the most important accessories such as removable/swing-away footplates, push handles for attendant, anti-tip wheels and Desk armrest.


## RAHMENFARBEN FRAME COLOURS



GELB	GRÜN	PINK
YELLOW	GREEN	FUCHSIA




## EASY RIDE



Konfiguration mit Desk  
Armauflagen

Configuration with Desk  
armrests



Abduziert, abschwenk-  
und abnehmbare  
Fußstützen

Abducted removable and  
swing-away footplates







# VARIOTRONIC

# VARIOTRONIC



Variotronic ist ein Spezialmodell mit Doppelfunktion. Er kann sowohl als manueller ultraleichter Rollstuhl (Exelle Vario), als auch als elektrischer Rollstuhl (Variotronic) mit dem einfach und schnell zu montierenden elektronischen Bausatz, der Kraft und Ausdauer für den Außengebrauch liefert, genutzt werden.

Variotronic is a double function special model. It can be used as a manual ultra-light wheelchair (Exelle Vario), or as a powered wheelchair (Variotronic) with the easy and quick to assemble electronic kit that provides power and reliability for outdoor use.

## RAHMENFARBEN FRAME COLOURS

SCHWARZ POLIERT	LEUCHTEND SILBER	LEUCHTEND ANTHRAZIT	LEUCHTEND ORANGE	LEUCHTEND VIOLETT	LEUCHTEND BLAU	LEUCHTEND ROT	LEUCHTEND LIMONE	PERLWEIß	LEUCHTEND CHINABLAU
POLISH BLACK	BRIGHT SILVER	BRIGHT ANTHRACITE	BRIGHT ORANGE	BRIGHT FUCHSIA	BRIGHT BLUE	BRIGHT RED	BRIGHT LIME	PEARL WHITE	BRIGHT BLUE CHINA

## FARBEN-SET COLOUR SET

## DOUBLE USE

Vollständig zerlegbar ist der Variotronic sogar in Kleinwagen einfach zu transportieren. Das System besteht aus Antriebsmotoren für den Außengebrauch, Scheinwerfern und Blinkern, Penny&Giles-Elektronik, Trockenbatterien

Fully dismountable, it becomes easy to load it even into a utility car.

System provided with engines suitable for outdoor use, lights and indicators, Penny & Giles electronics, dry batteries



Manuelle Konfiguration

Manual version





# TECHNISCHE DATEN

## TECHNICAL DATA



		JOKER	JOKER R2	JOKER ENERGY	DUKE
BESCHREIBUNG TYPOLOGY		ULTRALEICHTER STARRRAHMENROLLSTUHL (Faltbarer Rückenlehne)  ACTIVE RIGID WHEELCHAIR (folding backrest)	ULTRALEICHTER STARRRAHMENROLLSTUHL (Faltbarer Rückenlehne)  ACTIVE RIGID WHEELCHAIR (folding backrest)	ULTRALEICHTER STARRRAHMENROLLSTUHL (Faltbarer Rückenlehne)  ACTIVE RIGID WHEELCHAIR (folding backrest)	ULTRALEICHTER STARRRAHMENROLLSTUHL (Faltbarer Rückenlehne)  ACTIVE RIGID WHEELCHAIR (folding backrest)
SITZBREITE SEAT WIDTH	LS	33 36 39 42 45 48 cm	33 36 39 42 45 48 cm	33 36 39 42 45 48 cm	33 36 39 42 45 48 cm
SITZTIEFE SEAT DEPTH	PS	35 37.5 40 42.5 45 47.5 50 cm	35 37.5 40 42.5 45 47.5 50 cm	35 37.5 40 42.5 45 47.5 50 cm	35 37.5 40 42.5 45 47.5 50 cm
ABSTAND DER FUSSPLATTEN FOOTPLATE DISTANCE	DP	35 → 54 cm (↔)	33 → 49 cm (↔)	maßgeschneidert made-to-measure	33 → 49 cm (↔)
RÜCKENHÖHE BACKREST HEIGHT	TS	24.5 → 47 cm (↔)	24.5 → 47 cm (↔)	24.5 → 47 cm (↔)	24.5 → 47 cm (↔)
RÜCKENWINKEL BACKREST ANGLE	AS	74° → 94° (↔)	74° → 94° (↔)	74° → 94° (↔)	74° → 94° (↔)
RADSTURZ CAMBER	CA	0° 2° 4°	0° 2° 4°	0° 2° 4° 8° 12°	0° 2° 4°
SITZHÖHE - VORNE FRONT HEIGHT	H.ANT	40 → 59 cm (↔)	44,5 → 53 cm (↔ 0-1-2)	37 → 54 (◆)	44,5 → 53 cm (↔ 0-1-2)
SITZHÖHE - HINTEN REAR HEIGHT	H.POST	38 → 46 cm (↔)	37 → 47 cm (↔)	37 → 52 cm (◆)	38 → 46 cm (↔)
EINSTELLUNG (Kippunkt) SETTING (point of balance)	C	PRU STD ACT EXT (↔)	PRU STD ACT EXT (↔)	XPR PRU STD ACT EXT (◆)	PRU STD ACT (≡)
VORDERRAHMENWINKEL FRONT FRAME ANGLE	AT	Alu 85° 90° 100° Carbon 85° 90° 95°	90°	maßgeschneidert made-to-measure	90°
GESAMTBREITE TOTAL WIDTH	LT	LS + 17 cm (CA = 0°)	LS + 17 cm (CA = 0°)	LS + 17 cm (CA = 0°)	LS + 17 cm (CA = 0°)
GESAMTLÄNGE (standard Konf.) TOTAL LENGTH (std conf.)	IT	≈ 88 cm	≈ 88 cm	≈ 82 cm	≈ 82 cm
ROLLSTUHLGEWICHT (leichteste Konf.) WHEELCHAIR WEIGHT (lightest conf.)	PT	┴ ≈ 8.0 kg	┴ ≈ 8,3 kg	┴ ≈ 7.3 kg	┴ ≈ 7,8 kg
RAHMEN GEWICHT (leichteste Konf.) WEIGHT WITHOUT REAR WHEELS (lightest conf)	PP	┴ ≈ 5.4 kg	┴ ≈ 5,7 kg	┴ ≈ 4.7 kg	┴ ≈ 5.2 kg
BELASTBARKEIT MAXIMUM LOAD	CM	125 kg	125 kg	140 kg	125 kg
FALTMASS (Faltbarer Rollstuhl) ENCUMBRANCE (folded wheelchair)	IC	---	---	---	---

- von bis / from to
- ↔ anpassbar / adjustable
- XPR PRU STD ACT EXT Sehr Passiv, Passiv, Standard, Aktiv, Extreme / Very prudential, Prudential, Standard, Active, Extreme
- ≈ ca. / approximately
- ┴ ≈ Ab ca. / starting from approximately
- (↔ 0-1-2) 0, 1 oder 2 cm einstellbar für Lenkrad und Lenkradgabel / 0, 1 or 2 cm adjustable according to caster and fork
- ◆ Nicht einstellbar / not adjustable
- ≡ nur durch Wechseln der Hinterradplatte einstellbar / adjustable only by changing the rear wheel plate
- TE Version mit abschwenkbaren Fußplatten / version with removable footplates



**CARBOMAX**

**NOIR 2.0**

**EGO**

**EGO CUSTOM**

**YOGA**

**TEKNA ADVANCE**

ULTRALEICHTER STARRRAHMENROLLSTUHL (Faltbarer Rückenlehne) ACTIVE RIGID WHEELCHAIR (folding backrest)	ULTRALEICHTER STARRRAHMENROLLSTUHL (Faltbarer Rückenlehne) ACTIVE RIGID WHEELCHAIR (folding backrest)	ULTRALEICHTER ROLLSTUHL MIT SCHERENFALTSYSTEM (Sitz und Rückenlehne) ACTIVE FOLDING WHEELCHAIR (seat and backrest)	ULTRALEICHTER ROLLSTUHL MIT SCHERENFALTSYSTEM (Sitz und Rückenlehne) ACTIVE FOLDING WHEELCHAIR (seat and backrest)	ULTRALEICHTER ROLLSTUHL MIT SCHERENFALTSYSTEM (Sitz und Rückenlehne) ACTIVE FOLDING WHEELCHAIR (seat and backrest)	ULTRALEICHTER ROLLSTUHL MIT SCHERENFALTSYSTEM (Sitz) ACTIVE FOLDING WHEELCHAIR (seat)
33 36 39 42 45 48 cm	33 36 39 42 45 cm	33 36 39 42 45 48 cm	33 36 39 42 45 48 cm	36 39 42 45 cm	36 39 42 45 48 cm
35 37.5 40 42.5 45 47.5 50 cm	35 37.5 40 42.5 45 47.5 cm	35 37.5 40 42.5 45 47.5 cm	35 37.5 40 42.5 45 47.5 cm	35 37.5 40 42.5 45 47.5 cm	35 37.5 40 42.5 45 47.5 cm
35 → 54 cm (↔)	maßgeschneidert made-to-measure	35 → 54 cm (↔)	35 → 54 cm (↔ ± 1.5 cm)	35 → 51 cm (↔)	35 → 54 cm (↔)
24.5 → 47 cm (↔)	24.5 → 47 cm (↔)	24.5 → 47 cm (↔)	24.5 → 47 cm (↔)	24.5 → 47 cm (↔)	24.5 → 47 cm (↔)
74° → 94° (↔)	74° → 94° (↔)	78° → 94° (↔)	78° → 94° (↔)	4 positionen 4 positions	84° 90° 96° (↔)
0° 2° 4°	0° 2° 4°	0° 2°	0° 2°	0° 2°	0° 2° 4°
40 → 56 cm (↔)	44 → 54 cm (◆)	40 → 57 cm (↔)	40 → 57 cm (◆)	43 → 53 cm (↔)	40 → 58 cm (↔)
38 → 46 cm (↔)	37 → 48 cm (◆)	38 → 45 cm (↔)	38 → 45 cm (◆)	41 → 49 cm (↔)	38 → 48 cm (↔)
PRU STD ACT EXT (↔)	XPR PRU STD ACT EXT (◆)	PRU STD ACT (↔)	PRU STD ACT (◆)	PRU STD ACT (↔)	PRU STD ACT (↔)
90°	85° 90° 95°	Alu 85° 90° 100° Carbon 85° 90° 95°	85° 90° 100°	90° 100°	90° 100° 95° 110° 120° (TE)
LS + 17 cm (CA = 0°)	LS + 17 cm (CA = 0°)	LS + 17 cm (CA = 0°)	LS + 17 cm (CA = 0°)	LS + 17 cm (CA = 0°)	LS + 17 cm (CA = 0°)
≈ 82 cm	≈ 82 cm	≈ 88 cm	≈ 88 cm	≈ 90 cm	≈ 85 cm
└ ≈ 7,8 kg	└ ≈ 6,6 kg	└ ≈ 9,8 kg	└ ≈ 9,0 kg	└ ≈ 12,2 kg	└ ≈ 10,2 kg └ ≈ 11,2 kg (TE)
└ ≈ 5,2 kg	└ ≈ 4,0 kg	└ ≈ 7,2 kg	└ ≈ 6,4 kg	└ ≈ 9,6 kg	└ ≈ 7,6 kg └ ≈ 8,6 kg (TE)
125 kg	125 kg	125 kg	125 kg	125 kg	125 kg
---	---	≈ 28 cm (CA = 0°)	≈ 28 cm (CA = 0°)	≈ 28 cm (CA = 0°)	≈ 28 cm (CA = 0°)

**OPTIONEN UND ZUBERORE** : siehe Bestellformular.

Die technischen Daten dieser Tabelle können ohne Vorankündigung geändert werden.

Einige Daten dieser Tabelle können über die endgültige Konfiguration des Rollstuhl verändert sein.

**ACCESSORIES AND OPTIONAL** : consult the technical order form.

The technical data in this chart may change without notice.

Some data in this chart may depend on the final configuration of the wheelchair.

# TECHNISCHE DATEN

## TECHNICAL DATA



		EXELLE	EXELLE VARIO	BASIC LIGHT	JOKER JUNIOR 2.0
BESCHREIBUNG TYPOLOGY		ULTRALEICHTER ROLLSTUHL MIT SCHERENFALTSYSTEM (Sitz)  ACTIVE FOLDING WHEELCHAIR (seat)	ULTRALEICHTER ROLLSTUHL MIT SCHERENFALTSYSTEM (Sitz)  ACTIVE FOLDING WHEELCHAIR (seat)	LEICHTER ROLLSTUHL MIT SCHERENFALTSYSTEM (Sitz)  LIGHT FOLDING WHEELCHAIR (seat)	ULTRALEICHTER ROLLSTUHL MIT SCHERENFALTSYSTEM (Sitz)  ACTIVE RIGID WHEELCHAIR (folding backrest)
SITZBREITE SEAT WIDTH	LS	33 36 39 42 45 48 cm	33 36 39 42 45 48 cm	36 39 42 45 48 51 54 cm	24 27 30 33 36 cm
SITZTIEFE SEAT DEPTH	PS	35 37.5 40 42.5 45 47.5 cm	35 37.5 40 42.5 45 47.5 cm	40 42.5 45 cm (↔)	27 30 32.5 35 37.5 cm
ABSTAND DER FUSSPLATTEN FOOTPLATE DISTANCE	DP	30 → 51 cm (↔)	27 → 51 cm (↔)	30 → 52 cm (↔)	8 → 38 cm (↔)
RÜCKENHÖHE BACKREST HEIGHT	TS	30 → 54 cm (↔)	30 → 54 cm (↔)	27 → 47 cm (↔)	29 → 51 cm (↔)
RÜCKENWINKEL BACKREST ANGLE	AS	90° 81° → 99° (DYN)	90° 81° → 99° (DYN)	84° 90° 96° (↔)	74° → 94° (↔)
RADSTURZ CAMBER	CA	0° 1.5° 3° 0° 1.5° 2° 4° (DYN)	0° 1.5° 3° 0° 1.5° 2° 4° (DYN)	0°	0° 2° 4°
SITZHÖHE - VORNE FRONT HEIGHT	H.ANT	39 → 58 cm (↔)	39 → 58 cm (↔)	40 → 53 cm (↔)	36 → 53 cm (↔)
SITZHÖHE - HINTEN REAR HEIGHT	H.POST	38 → 51 cm (↔)	38 → 51 cm (↔)	38 → 53 cm (↔)	36 → 47 cm (↔)
EINSTELLUNG (Kippunkt) SETTING (point of balance)	C	PRU STD ACT EXT (↔)	PRU STD ACT EXT (↔)	PRU STD (↔)	PRU STD ACT (↔)
VORDERRAHMENWINKEL FRONT FRAME ANGLE	AT	100° 110°	95° 110° 120°	105°	95°
GESAMTBREITE TOTAL WIDTH	LT	LS + 17 cm (CA = 0°)	LS + 17 cm (CA = 0°)	LS + 20 cm	LS + 22.5 cm
GESAMTLÄNGE (standard Konf.) TOTAL LENGTH (std conf.)	IT	≈ 90 cm	≈ 90 cm	≈ 97 cm	≈ 75 cm
ROLLSTUHLGEWICHT (leichteste Konf.) WHEELCHAIR WEIGHT (lightest conf.)	PT	┴ ≈ 9,5 kg	┴ ≈ 10,6 kg	┴ ≈ 15,8 kg	┴ ≈ 9,9 kg
RAHMEN GEWICHT (leichteste Konf.) WEIGHT WITHOUT REAR WHEELS (lightest conf)	PP	┴ ≈ 6,9 kg	┴ ≈ 8 kg	┴ ≈ 12 kg	┴ ≈ 7,3 kg
BELASTBARKEIT MAXIMUM LOAD	CM	125 kg	125 kg	125 kg	100 kg
FALTMASS (Faltbarer Rollstuhl) ENCUMBRANCE (folded wheelchair)	IC	≈ 26 cm (CA = 0°)	≈ 26 cm (CA = 0°)	≈ 30 cm	---
KANTELUNG TILT IN SPACE	B	---	---	---	---

- von bis / from to  
↔ anpassbar / adjustable  
PRU STD ACT EXT Passiv, Standard, Aktiv, Extreme / Prudential, Standard, Active, Extreme  
≈ ca. / approximately  
┴ ≈ Ab ca. / starting from approximately  
DYN "Dynamic" Hinterrahmen / rear frame "Dynamic"  
ELEV. hochschwenkbare Fußauflage / elevating footplates  
\*\*\* ohne Fußauflagen, Hinterräder, Armlehnen, Kippschutzvorrichtungen / without rear wheels, armrests, footplates, anti-tippers  
RW 300 mm mit 300 mm Hinterrädern / with 300 mm rear wheels  
EL MAN Elektronisch Konf. - Manuelle Konf. / electronic version-manual version





## EXELLE JUNIOR

## JUNIOR LIGHT

## VARIOTRONIC

ULTRALEICHTER ROLLSTUHL MIT SCHERENFALTSYSTEM (Sitz)  ACTIVE FOLDING WHEELCHAIR (seat)	LEICHTER ROLLSTUHL MIT SCHERENFALTSYSTEM (Sitz)  LIGHT FOLDING WHEELCHAIR (seat)	ELEKTRONISCHER UND MANUELLER ROLLSTUHL  POWER AND MANUAL FOLDING WHEELCHAIR (seat)
27 30 33 36 39 cm	27 30 33 36 cm	36 39 42 45 48 cm
30 32.5 35 37.5 40 cm	30 32.5 35 37.5 cm	35 37.5 40 42.5 45 47.5 cm
13 → 40 cm (↔)	18 → 40 cm (↔)	27 → 51 cm (↔)
30 → 54 cm (↔)	27 → 47 cm (↔)	30 → 54 cm (↔)
90° 81° → 99° [DYN]	90°	90°
0° 1.5° 3° 0° 1.5° 2° 4° [DYN]	0°	0°
39 → 58 cm (↔)	41 → 50 cm (↔)	49
38 → 51 cm (↔)	38 → 47 cm (↔)	45
PRU STD ACT EXT (↔)	STANDARD - DYNAMIC	PRU
100°	100°	110° 120°
LS + 17 cm (CA = 0°)	LS + 18 cm	LS + 21
≈ 75 cm	≈ 80 cm	≈ 105 cm (EL) ≈ 95 cm (MAN)
└ ≈ 10,2 kg	└ ≈ 13,0 kg	└ ≈ 65 kg (EL) └ ≈ 13,0 (MAN)
└ ≈ 7,8 kg	└ ≈ 9,7 kg	└ ≈ 10 kg
125 kg	80 kg	125 kg
≈ 26 cm (CA = 0°)	≈ 28 cm	≈ 29 cm
---	---	---
		<b>ELEKTRONISCHE EINHEIT / POWER UNIT</b> Breite/width: LS + 21 cm Länge/length: 60 cm Höhe/height: 40 cm Gewicht ohne Batterien /weight without batteries: 23,5 kg Gewicht der Batterien / weight batteries: 2 x14,7 kg

**OPTIONEN UND ZUBERORE** : siehe Bestellformular.

Die technischen Daten dieser Tabelle können ohne Vorankündigung geändert werden.

Einige Daten dieser Tabelle können über die endgültige Konfiguration des Rollstuhl verändert sein.

**ACCESSORIES AND OPTIONAL** : consult the technical order form.

The technical data in this chart may change without notice.

Some data in this chart may depend on the final configuration of the wheelchair.

Der Betrieb behält sich das Recht vor, Änderung und Verbesserungen ohne Bekanntmachung vorzunehmen. Der Betrieb sichert sich alle Reproduktionsrechte  
Alle Rollstühle, die in diesem Katalog gezeigt werden, müssen nicht der Standardkonfiguration entsprechen.  
Zertifiziert nach UNI EN ISO 9001  
Alle Produkte mit CE Kennzeichnung.

---

The company reserves to make changes and improvements without notice.  
It also reserves the right of total or partial reproduction.  
All wheelchairs shown in this catalogue are not necessarily photographed in standard configuration.  
Company certified in compliance with the rules UNI EN ISO 9001.  
Product in compliance with CE rules.

**PROGEO by RehaTEAM s.r.l.**

Vicolo Negrelli 4  
31040 Castagnole di Paese (TV)  
ITALY  
Tel. +39.0422.484657 r.a. / +39.0422.480387  
Fax +39.0422.484661 / +39.0422.484684  
info@rehateamprogeo.com







[www.rehateamprogeo.com](http://www.rehateamprogeo.com)